

Panel de orina 24 horas de Litholink (Cálculo renal)

Se le entregó un kit para toma de muestras de Litholink. Su proveedor ha pedido un análisis de orina de 24 horas para analizar cálculos renales.

Para garantizar que su muestra sea aceptable para análisis, asegúrese de seguir estas instrucciones junto con las instrucciones del kit Litholink.

PRUEBA DE 24 HORAS PARA DETECTAR CÁLCULOS RENALES DE LITHOLINK

DÍA DE LA SEMANA PARA OBTENER MUESTRA/LIMITACIONES DE RECEPCIÓN EN LABORATORIO

INICIO DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE ORINA POR 24 HORAS

Domingo o lunes o martes

ENTREGA A LABORATORIO

Lunes o martes o miércoles

Recordatorios clave	PANEL DE ORINA DE 24 HORAS DE LITHOLINK (CÁLCULO RENAL) LAB11005								
	Es necesaria la obtención de muestras de orina completa por 24 horas.								
	<ul style="list-style-type: none"> Comience a obtener las muestras SOLO un domingo, lunes o martes Siga las instrucciones que se dan con el kit. El conservante debe añadirse al principio de la obtención de la muestra. No refrigere/MANTENGA A TEMPERATURA AMBIENTE. 								
		dom.	lun.	mar.	miérc.	juev.	vier.	sáb.	
	COMIENZO DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓ = Aceptable ✗ = No aceptable
	ENTREGA A LABORATORIO	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	